



Gaselleseriens redningskull BRUKERMANUAL

Konstruert for ditt oppdrag



Modell 11-0105Gazelle Regular

Modell 11-0106Gazelle konisk

Modell 11-0107Gazelle begrenset rom

Ansvarsfraskrivelse

Denne håndboken inneholder generelle instruksjoner for bruk, drift og vedlikehold av dette produktet. Instruksjonene er ikke altomfattende. Sikker og riktig bruk av dette produktet er utelukkende etter brukerens skjønn. Sikkerhetsinformasjon er inkludert som en tjeneste til brukeren. Alle andre tiltak som tas av brukeren bør være innenfor og under hensyntagen til gjeldende forskrifter. Det anbefales å gi opplæring i riktig bruk av dette produktet

før du bruker dette produktet i en faktisk situasjon.

Ta vare på denne håndboken for fremtidig referanse. Inkluder den med produktet ved overføring til nye brukere. Ytterligere gratis eksemplarer er tilgjengelige

forespørsel fra kundeservice.

Merknad om eiendom

Informasjonen som vises i denne håndboken tilhører Traverse Rescue, LLC., Oakville, ON Canada. Traverse Rescue, LLC. reserverer alle patentrettigheter, proprietære designrettigheter, produksjonsrettigheter, reproduksjonsbruksrettigheter og salgsbruksrettigheter til disse, og til enhver artikkel som er avslørt deri, unntatt i den utstrekning disse rettighetene er uttrykkelig gitt til andre eller der det ikke gjelder for leverandørens eiendomsdeler.

© Copyright Traverse Rescue, LLC. Alle rettigheter reservert


Traverse Rescue, LLC. 2715
Bristol Circle, enhet 2,
Oakville, Ontario
Canada L6H 6X5

Telefon:905 279 7866

Gratis (Canada og USA):1 866 998 7866

Faks: 905 615 1199

www.traverserescue.com



Ferno srl
Via B.Zallone, 26
40066 Pieve di Cento, Italia
+ 39 0516860028



Ferno (UK) Limited
Stubs Beck Lane, Cleakheaton
West Yorkshire BD19 4TZ, Storbritannia 44
(0) 1274 851999



Traverse Rescue, LLC produserer produktene sine under et strengt kvalitetsstyringsprogram. Vi anerkjenner og overholder også gjeldende standarder som gjelder for hvert produkt.

Rescue-kull produsert av Traverse Rescue, LLC har blitt fastslått å være klasse 1 medisinsk utstyr.

1. Sikkerhetsinformasjon

1.1 Advarsler

Følgende er advarsler i denne håndboken:

!!! ADVARSEL!!!

Uopplærte operatører kan forårsake skade eller bli skadet. Tillat kun opplært personell å betjene dette redningskullet.

*

Feil bruk av redningssøppelet kan forårsake skade. bruk redningssøppelet kun til formålet som er beskrevet i denne håndboken

*

En uhemmet eller feilholdt pasient kan pådra seg skader. Sikre alltid pasienten i redningsstøtet med et sikringsystem tilpasset situasjonen

*

Feil bruk kan forårsake skade. Bruk kun redningssøppel som beskrevet i denne håndboken

*

En pasient uten tilsyn kan bli skadet. Vær hos pasienten til enhver tid

*

Hjelpere kan forårsake skade eller bli skadet. Oppretthold kontroll over redningskullet og diriger alle hjelpere

*

Feil vedlikehold kan føre til personskade og skade. Vedlikehold kun redningssøppel som beskrevet i denne håndboken

*

Feil deler og service kan forårsake skade. Bruk kun Traverse-godkjente deler og service på redningskullet

*

Modifisering av redningssøppelet kan forårsake skade og skade. Bruk kun redningskullet som selges av Traverse.

*

Å feste upassende eller upassende gjenstander til redningssøppelet kan forårsake skade. Bruk kun gjenstander som er godkjent av Traverse på redningskullet

*

1.2 Viktig

Bokser som den nedenfor fremhever viktig informasjon.

VIKTIG

Traverse Gazelle-serien er for bruk innen grunnleggende rednings- og førstehjelpsbruk og er ikke ment å bli utplassert innen tekniske redningsscenarier som: høyvinkelredning, over kantenredning, helikopterløft eller kortdistanseredninger. Sluttbrukere som velger å bruke Traverse Gazelle-serien med kull i tekniske redningsscenarier, gjør det under eget ansvar og ansvar.

1.3 Varsel om blodbåren sykdom

OSHA (Occupational Safety and Health Administration) krever at arbeidsgivere beskytter arbeidere mot eksponering på arbeidsplassen for blodbårne sykdommer som HIV-1 og hepatitus. For å redusere risikoen for eksponering ved bruk av redningsstrø, følg instruksjonene for desinfisering og rengjøring i denne håndboken.

1.4 Sikkerhetsmerker

Etiketter plasserer viktig informasjon fra brukerhåndboken på redningskullene.

Les og følg etikettinstruksjonene. Skift ut slitte eller skadede etiketter umiddelbart. Nye etiketter er tilgjengelige fra Traverse.

Den viste belastningsgrense-etiketten er festet til redningskullet.



2. Operatørferdigheter og opplæring

2.1 Ferdigheter

Operatører som bruker redningssøppelet trenger:

- En praktisk kunnskap om akutte pasienthåndteringsprosedyrer.
- Evnen til å hjelpe pasienten
- En fullstendig forståelse av prosedyrene beskrevet i denne håndboken

2.2 Opplæring

Trainere må:

- Følg et opplæringsprogram designet eller godkjent av opplæringsansvarlig
- Les denne håndboken. For ytterligere gratis brukermanualer, kontakt Traverse kundeservice.
- Øv med redningskullet før du bruker det i vanlig tjeneste
- Bli testet på deres forståelse av redningskullet
- Registrer treningsinformasjonen deres

3. Om Redningskullet

3.1 Generelle spesifikasjoner

Polyetylenett...-65°F/-54°C til +200°F/+93°C

Fastholdende bånd

Strekstyrke.....975 lbs. / 442 kg
Lasteevne500 lbs. / 227 kg

Begrensningsspenner

Minimum strekkbelastning.....4000 lbs. / 1814 kg
kg spenner møter ANSI Z359.1 og CSA Z259.1

Traverse forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.

Gasselseriens redningskull			
Lengde (vanlig og konisk)	82.5 tommer	209.6 cm	2096 mm
Bredde (vanlig og konisk)	24.5 tommer	62 cm	620 mm
Dybde (vanlig og konisk)	7 tommer	18 cm	180 mm
Vekt (vanlig og konisk)	33 lbs	15 kg	
Lengde (begrenset plass)	82.5 tommer	209.6 cm	2096 mm
Bredde (begrenset plass)	18.25 tommer	46.4 cm	464 mm
Dybde (begrenset plass)	7 tommer	18 cm	180 mm
Vekt (begrenset plass)	31 lbs	14 kg	
Nominell belastningsgrense	900 lbs	4 kN	

!!! ADVARSEL!!!

Ustyrte operatører kan forårsake skade eller bli skadet. Tillat bare personell å betjene redningskullet.

VIKTIG

Traverse Gazelle-serien er for bruk innen grunnleggende rednings- og førstehjelpsbruk og er ikke ment å bli utplassert innen tekniske redningsscenarier som: høyvinkelredning, over kantenredning, helikopterløft eller kortdistanseredninger. Sluttbrukere som velger å bruke Traverse Gazelle-serien med kull i tekniske redningsscenarier, gjør det under eget ansvar og ansvar.

4. Begrensninger


4.1 Om begrensningene

Totalt fire sikringer er inkludert i dette redningskullet.

Disse begrensningene er for å supplere det du vanligvis vil bruke for å knytte en pasient. Vi har laget dem til en passende styrke for å komplementere ditt eget system av rørfremmet bånd, snor eller lignende. Disse begrensningene er kun for å sikre pasienten i redningssøppelet, og skal ikke brukes til løfting eller til andre formål.


4.2 Feste og stramme sikringene

Stroppen med trestangsspenner er konstruert med en sløyfeende ende som festes til redningsstøtet, og en fri ende som brukes til å stramme sikringen (figur 1).




Figur 1, Komponenter

1. Før trestangsspenneren og båndet oppover gjennom åpningen i trestangsspenneren (fig. 2). Sørg for å trekke den frie enden av båndet helt gjennom åpningen.



Figur 2, Feste spenner

2. Trekk litt i den frie enden av båndet for å feste trestangsspenneren på toppen av trestangsspenneren (fig. 3).



Figur 3, Plassering av spennene

3. Stram festet ved å trekke i den frie enden av båndet.

4.3 Løsne og løsne sikringene

For å løsne en feste, trekk den avbrytende tappen mot spennen (fig. 4). Fortsett å trekke til festet er så løst som ønsket.



Figur 4, Løsningssikring

For å løsne festet, løsne først som i trinn nummer 1, vinkle deretter trestangsspennen og før den nedover gjennom åpningen i tostangsspennen (fig. 5).



Figur 5, Løsne spenne

4.4 Feste sikringene

Den øverste kanten av høydensitetspolyetylenettet er formet med bukker for å gid til nedre skinne av r



Figur 6, Restraint Cove

Velg festepunkter som egner seg for effektiv sikring av pasienten, samt for å arbeide sammen med ditt eget festesystem.


Fest de medfølgende festene som følger:

1. Løsne spennen for å separere sikringsstroppene.
2. Start utenfor redningsstrøet, før den løkkede enden av stroppen innover mellom redningsstrøskinnen og nettet ved et valgt festepunkt. (fig. 7)



Figur 7, passerer løkkt ende gjennom bukt

3. Tråd ull til løkkt er



Figur 8, Gjengespenne

4. Fest den gjenværende stroppen til motsatt side av redningsstøtet ved å følge trinn 2 og 3.

5. Bruk av redningssøppel

5.1 Før redningssøppel tas i bruk

- Personell som bruker dette redningssøppelet må lese denne håndboken.
- Hvis du bruker de medfølgende festene, fester du dem som instruert i Feste festene.
- Bekreft at redningsstrø, bånd og netting er i god stand. Følg instruksjonene i Inspisere redningssøppelet i denne håndboken.

5.2 Generelle retningslinjer for bruk

- Redningskullet krever minimum to trenete operatører. I de fleste situasjoner kan operatører trenge ekstra hjelp. For informasjon om plassering og retning av hjelpere, se Bære redningssøppel i denne håndboken.
- Følg standard prosedyrer for akutt pasienthåndtering når du bruker redningssøppelet.
- Vær hos pasienten til enhver tid.
- Bruk alltid pasientstøttene som følger med, i tillegg til et tilleggssystem i henhold til trenings- og teamprotokollene og situasjonen.
- Personell som bruker redningskullet er ansvarlig for å lære de riktige teknikkene involvert, og for å velge utstyr og prosedyrer som passer best til redningssituasjonen.

5.3 Bære redningssøppel

Å bære redningskullet krever minimum to operatører. Ekstra personell vil være nyttig eller til og med nødvendig i de fleste situasjoner. Bruk et partall av personell og plasser dem for å holde redningskullet så jevnt som mulig.

Bruke tilleggshjelp

Operatører bør opprettholde kontroll over redningskullet og lede eventuelle hjelpere.

5.4 Skyve redningskullet

Skyv redningssøppelet på løperne over glatte overflater. Unngå stein, stubber, greiner eller andre farer som kan trenge inn i nettet, eller forårsake ubehag eller skade på pasienten.

!!! ADVARSEL!!!

Feil betjening kan forårsake skade. Bruk kun redningskullet som beskrevet i denne håndboken.

!!! ADVARSEL!!!

En uovervåket pasient kan bli skadet. Hold deg til enhver tid hos pasienten.

!!! ADVARSEL!!!

En urolig regnet eller feil regnet pasient kan lide skader. Sikre alltid pasienten i redningskullet med et støttesystem som er egnet for redningsoperasjonen.

6. Vedlikeholde redningskullet

6.1 Vedlikeholdsplan

Redningskullet krever regelmessig vedlikehold. Sett opp og følg en vedlikeholdsplan, for eksempel i skjemaet nedenfor. Dette skjemaet representerer minimum vedlikehold, og du kan endre ditt eget program basert på dine behov.

	Hver bruk	Etter behov	Hver måned
Desinfisering (6.3)	•		
Rengjøring (6.3)		•	
Inspiserer (6.4)		•	•

Når du bruker vedlikeholdsprodukter, følg produsentens anvisninger og les produsentens sikkerhetsdatablader.

!!! ADVARSEL!!!

Feil vedlikehold kan forårsake skade. Vedlikehold kun redningskullet som beskrevet i denne håndboken.

6.2 Desinfisering og rengjøring av begrensninger

1. Fjern begrensninger fra redningssøppel.
2. Spenn festene før rengjøring. Dette bidrar til å forhindre skade på spenner eller vaskemaskin.
3. Plasser spennede fester i en nettingpose (medfølger ikke) og plasser i en industriell vaskemaskin.
4. Vask begrensninger i varmt vann, bruk en desinfiserende såpe og forsiktig omrøring. Ikke bruk blekemiddel.
5. Fjern begrensninger fra nettingposen og heng til tork. Ikke legg begrensninger i hjemmet eller kommersiell tørketrommel.
6. Fest rene, tørre begrensninger for å redde søppel som instruert i seksjon 4.

6.3 Desinfisering og rengjøring av redningssøppel

Tørk eller spray alle overflater av redningssøppel og nett med desinfeksjonsmiddel. Følg desinfeksjonsmiddelprodusentenes anvisninger. Traverse anbefaler å inspiserer redningssøppelet for åpenbare skader mens du desinfiserer det.

Håndrens redningsstrøet og nettet med et mildt rengjøringsmiddel i varmt vann. Skyll godt, og tork med et håndkle.

VIKTIG

Desinfeksjonsmidler og rengjøringsmidler som inneholder blekemiddel, fenoler eller jod kan forårsake skade på begrensninger og redde søppel. Desinfiser og rengjør kun med produkter som ikke inneholder disse kjemikaliene.

6.4 Inspeksjon av redningskullet

La vedlikeholdspersonellet til stasjonene/tjenestene sjekke følgende:

- Alle komponenter skal være tilstede
- Sveiseskjøter skal være fri for sprekker eller andre tegn på brudd
- Ramme for redningsstrø (øvre og nedre skinner, løpere, ribber) skal være fri for bulker, sprekker eller utilsiktede bøyninger
- Polyetylenett skal være fri for brudd og rifter, og skal festes godt til den nedre skinnen.
- Advarselsetiketter skal være klare og leselige for alle brukere å se og lese.
- Festebånd skal være i god stand uten kutt eller slitasje
- Festespenner skal være fri for synlige skader og skal fungere som de skal.

Hvis inspeksjon viser skade eller overdreven slitasje, fjern redningssøppelet fra drift til passende reparasjoner er fullført (se Reparasjon, deler og service, avsnitt 7).

6.5 Oppbevaring av redningssøppel

Oppbevar redningssøppelet på et tørt sted. Sørg for at redningsstrøet er rent og tørt før du legger det til oppbevaring.

7. Reparasjon, deler og service

Hvis redningskullet ditt viser overdreven slitasje eller sprekker (enten i materialet eller ved sveiser), er det på tide å trekke det ut av drift. Ikke forsøk å reparere eller erstatte metallkomponenter eller sveiser.

Hvis nettingforingen, pasientsikringsstroppe eller etiketter er skadet og trenger reparasjon, vennligst ring din forhandler eller oss for å få dem erstattet.

Tilbehør

Traverse tilbyr et komplett utvalg av tilbehør som er godkjent for bruk med Titan Series redningskull.

Følg alltid instruksjonene som følger med tilbehør. Ta vare på instruksjonene sammen med denne håndboken. Vær oppmerksom på eventuelle spesielle hensyn (lastehøyder, dørhøyder osv.)

Delenummer	Beskrivelse
05-0144	Traverse Rescue, Rescue Litter Cover
04-0108TR4	Traversell stropp - 4pk
05-0121	Rep. Mesh Gazelle (vanlig)
05-0122	Rep. Mesh Gazelle (konisk)
05-0123	Rep. Mesh Gazelle (trangt rom)

Relaterte produkter

Delenummer	Beskrivelse
11-0124A	2-delt flytekrage
15-0240	Håndtak for redningssøppel
11-2220	Mule II søppeljul med håndtak

8. Begrenset garanti

Traverse Rescue, LLC (Traverse) begrenset garanti sier at alle Traverse-produkter er garantert i en periode på ett år etter fakturadato, til den opprinnelige kjøperen. Denne garantien gis mot eventuelle material- eller utførelsesfeil eller defekter. I tilfelle en slik feil eller defekt i løpet av denne garantiperioden, vennligst kontakt Traverse Rescue umiddelbart. Traverse Rescue, LLC godtar å reparere eller erstatte (etter vårt valg) det defekte produktet. Vår begrensede garanti dekker ikke skade på grunn av misbruk, misbruk, mangel på omsorg, feil bruk eller ulykker. Den dekker heller ikke skade på grunn av forsøk på reparasjon fra kjøperen som ikke er autorisert av Traverse Rescue, LLC. Ingen andre garantier eksisterer eller er underforstått av Traverse Rescue, LLC. Denne begrensede garantien utelukker, og Traverse skal ikke holdes ansvarlig for straffende, tilfeldige, spesielle eller eksemplariske skader som oppstår som følge av brudd på garantien ved salg fra Traverse eller på annen måte, eller gjennom ytelse eller manglende ytelse av tredjepartsdeler, produkter, tjenester eller system. Denne begrensede garantien begrenser ikke på noen måte, eller endrer på noen måte, andre produsenters garantier på produkter som selges av Traverse Rescue, LLC.

9. Traverse kundeservice

Kundeservice og produktstøtte er viktige aspekter ved hvert Traverse-produkt.

For hjelp med dette, eller et hvilket som helst annet Traverse-produkt, vennligst kontakt Traverse kundeservice.

Vennligst ha serienummeret til ditt Traverse-redningskull tilgjengelig når du ringer Traverse Customer Care, og inkluder dette nummeret med eventuell skriftlig kommunikasjon.

Traverse Rescue, LLC.
2715 Bristol Circle, enhet 2
Oakville, Ontario
Canada L6H 6X5

Telefon905 279 7866
Gratis (Canada og USA)1 866 998 7866
Faks905 615 1199
E-post..... info@traverserescue.com
Nettstedwww.traverserescue.com



