



BRUKSANVISNING – Manuell sugepumpe (Manual Vacuum Pump)

Tiltenkt bruk

Manuell sugepumpe er et hånddrevet medisinsk utstyr beregnet for å skape undertrykk for midlertidig fjerning av væsker og sekreter fra luftveiene i akutte og kliniske situasjoner. Utstyret er ikke beregnet for kontinuerlig eller langvarig sug.

Tiltenkte brukere

Helsepersonell og trenet ambulanse-, rednings- eller førstehjelpspersonell.

Pasientgruppe

Voksne og barn, i henhold til gjeldende kliniske retningslinjer.

Produktbeskrivelse

Manuell sugepumpe er et lett, bærbart og hånddrevet sugestyr designet for enhåndsbetjening. Utstyret består av et gjenbrukbart vakuumpumpehåndtak, engangs oppsamlingsbeholder på 300 ml samt sugkatetre for voksne og barn. Sugstyrken kan justeres mellom 50 % og 100 % slaglengde.

Kontraindikasjoner

Ikke bruk utstyret dersom noen komponenter er skadet, mangler eller er forurensset. Ikke bruk utstyret dersom pumpehåndtaket er sprukket eller ødelagt.

Advarsler

- Utstyret må ikke brukes opp-ned
- Autoklaver ikke noen komponenter
- Senk ikke pumpen i væske
- Skal kun brukes av trenet personell

Forsiktighetsregler

Kontroller at alle koblinger er sikre før bruk. Dersom motstanden øker, stopp bruken og kontroller for blokkering.

Bruksanvisning

1. Velg passende sugkateterstørrelse
2. Koble kateteret til oppsamlingsbeholderen
3. Fest beholderen sikkert til pumpehåndtaket
4. Velg 50 % eller 100 % slaglengde
5. Betjen avtrekkeren for å skape undertrykk
6. Fjern kateteret langsomt etter bruk
7. Avhend engangskomponenter i henhold til lokale rutiner

Ytelse

Undertrykk ved 20 kPa (1 min): ≥ 15 kPa
Maksimalt undertrykk: $\geq 39,9$ kPa
Volum oppsamlingsbeholder: 300 ml

Tekniske data

Driftstemperatur: -20 °C til $+50$ °C

Lagringstemperatur: -40 °C til +60 °C
Nettovekt: 230 g

Rengjøring

Rengjør gjenbrukbare deler med varmt vann og mildt rengjøringsmiddel.
Må ikke autoklaveres.

Lagring

Oppbevares tørt. Beskyttes mot skade. Følg temperaturbegrensninger.

Symboler

Symboler er i samsvar med ISO 15223-1. Se label for forklaring.

UDI

UDI er angitt på produktets label og emballasje.

Produsent

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd.
No. 7th, Middle Xinzha Road,
Zhashang Industrial Zone, Yangshe Town,
Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, Kina

EU-autorisert representant

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7
2909VA Capelle aan den IJssel, Nederland

Distributør

Heimdall Rescue
Innlaget 25, 3185 Skoppum, Norge

Samsvar med regelverk

Dette medisinske utstyret er i samsvar med forordning (EU) 2017/745.

Dokumentkontroll

IFU-MS-001 | Rev. 01 | 2026-01-20