

Beskrivelse

Ferno CPR Board gir en fast overflate for HLR-opplæring og administrasjon. Hodekappen opprettholder riktig justering av pasientens hode og hjelper til med å plassere pasienten riktig og sikre en konstant, åpen luftvei. Formede sider gjør det lettere å løfte pasienten.

Bruk

HLR-brettet bør skyves under pasienten, og sikre at pasientens hode er plassert i den avrundede hodekappen i brettet for å opprettholde riktig innretting for å utføre HLR.

Rengjøring og desinfeksjon

HLR-brettet er laget av rillet, høybestandig polyetylen. For å rengjøre, tørk av med rengjørings- og desinfiseringsløsning.

Spesifikasjoner

Lengde:	60 cm
Bredde:	42 cm
Dybde (tykkeste punkt):	6.35 cm



ANSVARFRASKRIVELSE

Denne brukermanualen inneholder generelle instruksjoner for bruk, drift og vedlikehold av dette produktet. Instruksjonene er ikke altomfattende. Sikker og riktig bruk av dette produktet er utelukkende etter brukerens skjønn. Sikkerhetsinformasjon er inkludert som en tjeneste til brukeren. Alle andre sikkerhetstiltak tatt av brukeren bør være innenfor og under hensyntagen til gjeldende forskrifter og lokale protokoller. Opplæring i riktig bruk av dette produktet må gis før du bruker dette produktet i en faktisk situasjon.

Ta vare på denne brukermanualen for fremtidig referanse. Inkluder den med produktet ved overføring til nye brukere. Ytterligere kopier er tilgjengelig på forespørsel via kundeservice.

EIENDOMSMELDING

Informasjonen som vises i denne brukermanualen tilhører Ferno Canada, Mississauga, Ontario, Canada.

Ferno Canada forbeholder seg alle immaterielle rettigheter, eiendomsbeskyttede designrettigheter, produksjonsrettigheter, reproduksjonsbruksrettigheter og salgsbruksrettigheter til disse, og til enhver artikkel som er avslørt deri, unntatt i den grad disse rettighetene er uttrykkelig gitt til andre eller hvor det ikke gjelder leverandørens eiendomsdeler. .



HLR-brett i bruk



MEDISINSK ENHET
 GTN/UDI 00754016222078



Laget i Kina for Ferno Canada 2460 Tedlo Street, Mississauga Ontario L5A 3V3, Canada
 + 1-866-998-7866



FERNO S.r.l.
 via B. Zallone, n. 26, 40066
 Pieve di Cento, Bologna, Italy
 +39.051.6860028

1. Symbolordliste

Symbolene som er definert her, brukes på HLR-brettet og/eller i denne brukermanualen. Ferno bruker symboler som er anerkjent av International Standards Organization (ISO), American National Standards Institute (ANSI) og akuttmedisinske tjenester.



Referanse nummer
(Produktnavn)



Batchnummer



Produksjonsdato



Les brukerhåndboken



Produsent



Autorisert representant i Det europeiske fellesskap



Produktet oppfyller EU-standarder



Vektgrense



Generell advarsel om potensiell skade

LEGGE MERKE TIL

Opplæring er nødvendig før du bruker denne HLR-brettet. Referere til instruksjonene som følger med før bruk. Sjekk HLR-brettet for slitasje før hver bruk, og trekk ut hvis det er synlig det er funnet tegn til skade.

2. Operatørferdigheter og opplæring

2.1 Ferdigheter

Operatører som bruker HLR-brettet trenger:

1. En praktisk kunnskap om akutte pasienthåndteringsprosedyrer.
2. Følg lokale protokoller og retningslinjer som er fastsatt av organisasjonen din.

2.2 Opplæring

Traineer må:

1. Følg et opplæringsprogram designet eller godkjent av opplæringsansvarlig.
2. Les denne brukermanualen. For ytterligere gratis brukermanualer, kontakt Ferno Canada kundeservice.



ADVARSEL

Uopplærte operatører kan forårsake skade eller bli skadet. Tillate kun opplært personell til å bruke HLR-brettet.

KUNDESERVICE

Kunderelasjoner og produktstøtte er viktige aspekter ved hvert Ferno Canada-produkt. For hjelp med baren, vennligst kontakt din lokale distributør eller Ferno Canadas kundeservice som oppført nedenfor:

FERNO CANADA

2460 Tedlo Street, Mississauga, ON, L5A 3V3, Canada

Telefon (Canada) 1.800.543.3766

Nettsted www.ferno.ca

EUROPEISK REPRESENTATIV

Ferno Srl via B. Zallone, n.26, 40066 Pieve di Cento, Bologna, Italia

Telefon (Europa) 39.051.6860028