




Konstruerad för ditt uppdrag

Gasellseriens Räddningskullar

ANVÄNDARMANUAL



Modell 11-0105Gazelle Regular

Modell 11-0106Gazelle avsmalnande

Modell 11-0107Gazelle begränsat utrymme

varning

Denna manual innehåller allmänna instruktioner för användning, drift och skötsel av denna produkt. Instruktionerna är inte heltäckande. Säker och korrekt användning av denna produkt är enbart efter användarens gottfinnande. Säkerhetsinformation ingår som en tjänst till användaren. Alla andra åtgärder som vidtas av användaren bör vara inom och under beaktande av gällande bestämmelser. Det rekommenderas att utbildning om korrekt användning av denna produkt tillhandahålls innan du använder denna produkt i en verklig situation.

Spara denna handbok för framtida referens. Inkludera den med produkten i händelse av överföring till nya användare. Ytterligare gratisexemplar finns tillgängliga på begäran från kundtjänst.

Meddelande om äganderätt

Informationen i denna handbok tillhör Traverse Rescue, LLC., Oakville, ON Kanada. Traverse Rescue, LLC. reserverar alla patenträtter, äganderätter för design, tillverkningsrättigheter, reproduktionsanvändningsrättigheter och försäljningsanvändningsrätter till dessa, och till alla artiklar som avslöjas däri, utom i den utsträckning dessa rättigheter uttryckligen beviljas andra eller där de inte är tillämpliga på leverantörens äganderättsdelar.

© Copyright Traverse Rescue, LLC. Alla rättigheter förbehållna

Traverse Rescue, LLC. 2715
Bristol Circle, enhet 2,
Oakville, Ontario
Kanada L6H 6X5

Telefon:905 279 7866
avgiftsfritt (Kanada och USA):1 866 998 7866
Fax: 905 615 1199

www.traverserescue.com



Ferno srl
Via B.Zallone, 26
40066 Pieve di Cento, Italien
+ 39 0516860028



Ferno (UK) Limited
Stubs Beck Lane, Cleakheaton
West Yorkshire BD19 4TZ, Storbritannien
44 (0) 1274 851999



Traverse Rescue, LLC tillverkar sina produkter under ett strikt kvalitetsledningsprogram. Vi känner också igen och följer alla tillämpliga standarder som gäller för varje produkt.

Rescue Kullar tillverkade av Traverse Rescue, LLC har fastställts vara klass 1 medicinsk utrustning.

1. Säkerhetsinformation

1.1 Varningar

Följande är varningar i denna handbok:

!!! VARNING!!!

Utbildade operatörer kan orsaka skador eller skadas. Tillåt endast utbildad personal att använda denna räddningskull.

*

Felaktig användning av räddningsströ kan orsaka skador. använd endast räddningsströet för det ändamål som beskrivs i denna handbok

*

En ohämmand eller felaktigt fastspänd patient kan drabbas av skador. Säkra alltid patienten i räddningskullen med ett fasthållningssystem som passar situationen

*

Felaktig användning kan orsaka skada. Använd endast räddningsströet enligt beskrivningen i denna handbok

*

En oöversiktlig patient kan skadas. Var alltid hos patienten

*

Hjälpare kan orsaka skada eller skadas. Behåll kontrollen över räddningskullen och dirigera alla hjälpare

*

Felaktigt underhåll kan orsaka personskador och skador. Underhåll endast räddningsskräp enligt beskrivningen i denna handbok

*

Felaktiga delar och felaktig service kan orsaka skador. Använd endast Traverse-godkända delar och service på räddningsströet

*

Modifiering av räddningsströ kan orsaka skador och skador. Använd endast räddningskullen som säljs av Traverse.

*

Att fästa felaktiga eller olämpliga föremål på räddningskullen kan orsaka skador. Använd endast Traverse-godkända föremål på räddningskullen

*

1.2 Viktigt

Rutor som den nedan betonas viktigt information.

VIKTIG

Traverse Gazelle-serien är avsedd för grundläggande räddnings- och förstainsatsanvändning och är inte avsedd att användas inom tekniska räddningsscenarier såsom: högvinkelräddning, räddning över kanten, helikopterlyft eller kortdistansräddning. Slut användare som väljer att använda Traverse Gazelle-serien av kullar i tekniska räddningsscenarier, gör det på eget ansvar och ansvar.

1.3 Meddelande om blodburna sjukdomar

OSHA (Occupational Safety and Health Administration) kräver att arbetsgivare skyddar arbetare från exponering på arbetsplatsen för blodburna sjukdomar som HIV-1 och hepatitus. För att minska risken för exponering när du använder räddningsströet, följ instruktionerna för desinficering och rengöring i denna handbok.

1.4 Säkerhetsetiketter

Etiketter placeras viktig information från användarmanualen på räddningskullarna.

Läs och följ instruktionerna på etiketten. Byt ut slitna eller skadade etiketter omedelbart. Nya etiketter finns tillgängliga från Traverse.

Den visade lastgränsetiketten är fäst på räddningsströet.



2. Operatörsfärdigheter och utbildning

2.1 Färdigheter

Operatörer som använder räddningsströet behöver:

- En praktisk kunskap om akuta patienthanteringsprocedurer.
- Förmågan att hjälpa patienten
- En fullständig förståelse för procedurerna som beskrivs i denna handbok

2.2 Utbildning

Praktikanter behöver:

- Följ ett utbildningsprogram utformat eller godkänt av deras utbildningsansvarige
- Läs denna manual. För ytterligare kostnadsfria användarmanualer, kontakta Traverse kundtjänst.
- Öva med räddningsströet innan du använder det i vanlig tjänst
- Testas på deras förståelse av räddningskullen
- Anteckna deras träningsinformation

3. Om Räddningskullen

3.1 Allmänna specifikationer

Polyetennät...-65°F/-54°C till +200°F/+93°C

Fasthållningsväv

Draghållfasthet.....975 lbs. / 442 kg

Belastningskapacitet500 lbs. / 227 kg

Fasthållningsspännen

Minsta dragbelastning.....4000 lbs. / 1814 kg

Spännen uppfyller ANSI Z359.1 och CSA Z259.1

Traverse förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

Gasellseriens räddningskull			
Längd (vanlig och avsmalnande)	82.5 tum	209.6 cm	2096 mm
Bredd (vanlig och avsmalnande)	24.5 tum	62 cm	620 mm
Djup (normalt och avsmalnande)	7 tum	18 cm	180 mm
Vikt (vanlig och avsmalnande)	33 lbs	15 kg	
Längd (trängt utrymme)	82.5 tum	209.6 cm	2096 mm
Bredd (begränsat utrymme)	18.25 tum	46.4 cm	464 mm
Djup (trängt utrymme)	7 tum	18 cm	180 mm
Vikt (trängt utrymme)	31 lbs	14 kg	
Nominell belastningsgräns	900 lbs	4 kN	

!!! VARNING!!!

Oregnade operatörer kan orsaka skador eller bli skadade. Tillåt bara personal som regnade att använda räddningskullen.

VIKTIG

Traverse Gazelle-serien är avsedd för grundläggande räddnings- och förstainsatsanvändning och är inte avsedd att användas inom tekniska räddningsscenarioer såsom: högvinkelräddning, räddning över kanten, helikopterlyft eller kortdistansräddning. Slut användare som väljer att använda Traverse Gazelle-serien av kullar i tekniska räddningsscenarioer, gör det på eget ansvar och ansvar.

4. Begränsningar


4.1 Om begränsningarna

Totalt fyra fasthållningsanordningar ingår i denna räddningskull.

Dessa begränsningar är till för att komplettera det du vanligtvis använder för att binda in en patient. Vi har gjort dem till en passande styrka för att komplettera ditt eget system av rörformiga väv, snöre eller liknande. Dessa fasthållningar är endast till för att fästa patienten i räddningskullen och får inte användas för lyft eller för något annat ändamål.


4.2 Fästa och dra åt spärrarna

Remmen med trestångsspännet är konstruerad med en ögla ände som fäster vid räddningsströet, och en fri ände som används för att dra åt fasthållningen (figur 1).




Figur 1, Komponenter

1. För trestångsspännet och bandet uppåt genom öppningen i tvåstångsspännet (fig. 2). Se till att dra den fria änden av bandet helt genom öppningen.



Figur 2, Fastsättning av spännet

2. Dra lätt i den fria änden av bandet för att fästa trestångsspännet på toppen av tvåstångsspännet (fig. 3).



Figur 3, Sättning av spännena

3. Dra åt fasthållningen genom att dra i den fria änden av bandet.

4.3 Lossa och lossa spärrarna

För att lossa en spärr, dra avstängningsfliken mot spännet (fig. 4). Fortsätt att dra tills spärren är så löst som önskat.



Figur 4, Lossning av spärren

För att lossa fasthållningen, lossa först som i steg nummer 1, vinkla sedan trestångsspännet och för det nedåt genom öppningen i tvåstångsspännet (fig. 5).



Figur 5, Lossning av spärr

4.4 Montera fasthållningsanordningarna

Den övre kanten på High Density Polyethylene-nätet är formad med vikar för att ged till nedre skena av r



Figur 6, Restraint Cove

Välj fästpunkter som är lämpliga för effektiv säkring av patienten, samt för att arbeta tillsammans med ditt eget fästsystem.


Fäst de medföljande spärrarna enligt följande:

1. Lossa spännet för att separera fasthållningsremmarna.
2. Börja utanför räddningsströet, för den ögla änden av remmen inåt mellan räddningsströskenan och nätet vid en vald fästpunkt. (Fig. 7)



Figur 7, passerar loopad ände genom vik

3. Trä på ull tills slingan är



Figur 8, gängspänne

4. Fäst den återstående remmen på motsatt sida av räddningsströet genom att följa steg 2 och 3.

5. Använda räddningsströ

5.1 Innan räddningsströet tas i bruk

- Personal som använder denna räddningskull måste läsa denna handbok.
- Om du använder de medföljande fasthållningsanordningarna, fäst dem enligt anvisningarna i Montera fasthållningsanordningarna.
- Kontrollera att räddningsströ, fasthållningsanordningar och nätnät är i gott skick. Följ instruktionerna i Inspektera räddningsströ i denna handbok.

5.2 Allmänna riktlinjer för användning

- Räddningskullen kräver minst två utbildade operatörer. I de flesta situationer kan operatörer behöva ytterligare hjälp. För information om medhjälpares placering och riktning, se Bära räddningsskräpet i denna handbok.
- Följ standardprocedurer för akut patienthantering när du använder räddningskullen.
- Var alltid hos patienten.
- Använd alltid de patientfasthållningar som tillhandahålls, såväl som ett extra fasthållningssystem enligt dina tränings- och teamprotokoll och situationen.
- Personal som använder räddningskullen är ansvarig för att lära sig de rätta teknikerna och för att välja den utrustning och de procedurer som är bäst lämpade för räddningssituationen.

5.3 Bära räddningsströ

Att bära räddningskullen kräver minst två operatörer. Ytterligare personal kommer att vara till hjälp eller till och med behövas i de flesta situationer. Använd ett jämnt antal personal och placera dem för att hålla räddningskullen så jämn som möjligt.

Använda ytterligare hjälp

Operatörer bör behålla kontrollen över räddningskullen och dirigera eventuella medhjälpare.

5.4 Förskjutning av räddningskullen

Skjut räddningsströet på dess löpare över släta ytor. Undvik sten, stubbar, grenar eller andra faror som kan penetrera nätet eller orsaka obehag eller skada för patienten.

!!! VARNING!!!

Felaktig användning kan orsaka skada. Använd endast räddningskullen enligt beskrivningen i denna handbok.

!!! VARNING!!!

En obehagad patient kan bli skadad. Håll dig med patienten överhuvudet.

!!! VARNING!!!

En orolig regnad eller felaktigt vilad regnad patient kan drabbas av skador. Säkra alltid patienten i räddningskullen med ett stödsystem som är lämpligt för räddningsoperationen.

6. Underhåll av räddningskullen

6.1 Underhållsschema

Räddningskullen kräver regelbundet underhåll. Ställ in och följ ett underhållsschema, till exempel i formuläret nedan. Detta formulär representerar minimalt underhåll och du kan ändra ditt eget program baserat på dina behov.

	Varje användning	Efter behov	Varje månad
Desinficering (6.3)	•		
Rengöring (6.3)		•	
Inspekterar (6.4)		•	•

När du använder underhållsprodukter, följ tillverkarnas anvisningar och läs tillverkarnas säkerhetsdatablad.

!!! VARNING!!!

Felaktigt underhåll kan orsaka skada. Underhåll räddningskullen endast enligt beskrivningen i den här handboken.

6.2 Desinficering och rengöring av spärrarna

1. Ta bort spärrarna från räddningskräpet.
2. Spänn fast spännen före rengöring. Detta hjälper till att förhindra skador på spännen eller tvättmaskin.
3. Placera spännade fasthållningsanordningar i en nätpåse (medföljer ej) och placera i en industriell tvättmaskin.
4. Tvätta fasthållningsanordningar i varmt vatten med en desinficerande tvål och försiktig omrörning. Använd inte blekmedel.
5. Ta bort fasthållningsanordningarna från nätpåsen och häng på tork. Placera inte begränsningar i hemmet eller kommersiella torktumlare.
6. Fäst rena, torra skyddsanordningar för att rädda skräp enligt anvisningarna i avsnitt 4.

6.3 Desinficering och rengöring av räddningsströet

Torka eller spraya alla ytor av räddningsströ och nät med desinfektionsmedel. Följ desinfektionsmedelstillverkarnas anvisningar. Traverse rekommenderar att du inspekterar räddningsströet för uppenbara skador när du desinficerar det.

Rengör räddningsströ och nät för hand med ett mildt rengöringsmedel i varmt vatten. Skölj väl och torka med en handduk.

VIKTIG

Desinfektionsmedel och rengöringsmedel som innehåller blekmedel, fenoler eller jod kan orsaka skador på fasthållningsanordningarna och rädda skräp. Desinficera och rengör endast med produkter som inte innehåller dessa kemikalier..

6.4 Inspektera räddningskullen

Låt dina stationers/tjänsters underhållspersonal kontrollera följande:

- Alla komponenter ska finnas
- Svetsfogar ska vara fria från sprickor eller andra tecken på brott
- Räddningsströramen (översta och nedre skenor, löpare, revben) ska vara fria från bucklor, sprickor eller oavsiktliga böjar
- Polyetenät ska vara fritt från brott och revor och ska fästas ordentligt i den nedre skenan.
- Varningsetiketter bör vara tydliga och läsbara för alla användare att se och läsa.
- Fasthållningsbandet ska vara i gott skick utan skärsår eller fransar
- Fasthållningsspännen ska vara fria från synliga skador och ska fungera korrekt.

Om inspektionen visar skador eller överdrivet slitage, ta bort räddningsströet ur drift tills lämpliga reparationer är klara (se Reparation, delar och service, avsnitt 7).

6.5 Förvaring av räddningsströ

Förvara räddningsströet på ett torrt ställe. Se till att räddningsströet är rent och torrt innan du förvarar det.

7. Reparation, delar och service

Om din räddningsströ uppvisar överdrivet slitage eller sprickor (antingen i materialet eller vid svetsar), är det dags att ta det ur bruk. Försök inte reparera eller byta ut någon metallkomponent eller svetsning.

Om nätfodret, patientsäkerhetsremmarna eller etiketter är skadade och behöver repareras, ring din återförsäljare eller oss för att få dem utbytta.

Tillbehör

Traverse erbjuder ett komplett sortiment av tillbehör som är godkända för användning med Titan-seriens räddningskullar.

Följ alltid instruktionerna som medföljer tillbehören. Spara instruktionerna tillsammans med denna manual. Var medveten om eventuella särskilda överväganden (lasthöjder, dörrhöjder, etc.)

Artikelnummer	Beskrivning
05-0144	Traverse Rescue, Rescue kullskydd
04-0108TR4	Traverse Restraint Strap - 4pk
05-0121	Rep. Mesh Gazelle (vanlig)
05-0122	Rep. Mesh Gazelle (avsmalnande)
05-0123	Rep. Mesh Gazelle (stängt utrymme)

Relaterade produkter

Artikelnummer	Beskrivning
11-0124A	2-delad flytkrage
15-0240	Handtag för räddningskräp
11-2220	Mule II katthjul med handtag

8. Begränsad garanti

Traverse Rescue, LLC (Traverse) begränsad garanti anger att alla Traverse-produkter är garanterade under en period av ett år efter fakturadatum, till den ursprungliga köparen. Denna garanti tillhandahålls mot material- eller tillverkningsfel eller defekter. I händelse av ett sådant fel eller defekt under denna garantiperiod, vänligen kontakta Traverse Rescue omedelbart. Traverse Rescue, LLC samtycker till att reparera eller byta ut (efter vårt val) den defekta produkten. Vår begränsade garanti täcker inte skador på grund av missbruk, felaktig användning, bristande omsorg, felaktig användning eller olyckor. Det täcker inte heller skador på grund av försök till reparation av köparen som inte godkänts av Traverse Rescue, LLC. Inga andra garantier finns eller antyds av Traverse Rescue, LLC. Denna begränsade garanti utesluter, och Traverse ska inte hållas ansvarig för eventuella straffande, tillfälliga, särskilda eller exemplariska skador som uppstår till följd av brott mot garantin vid försäljning av Traverse eller på annat sätt, eller genom prestanda eller bristande prestanda av någon tredje parts del, produkt, tjänst eller system. Denna begränsade garanti begränsar inte på något sätt, och ändrar inte på något sätt, andra tillverkares garantier på produkter som säljs av Traverse Rescue, LLC.

9. Traverse Customer Care

Kundtjänst och produktsupport är viktiga aspekter av varje Traverse-produkt.

För hjälp med denna, eller någon annan Traverse-produkt, vänligen kontakta Traverse kundtjänst.

Vänligen ha serienumret för din Traverse räddningskull tillgängligt när du ringer Traverse Customer Care, och inkludera detta nummer i all skriftlig kommunikation.

Traverse Rescue, LLC.
2715 Bristol Circle, enhet 2
Oakville, Ontario
Kanada L6H 6X5

Telefon905 279 7866
avgiftsfritt (Kanada och USA) 1 866 998 7866
Fax905 615 1199
E-post..... info@traverserescue.com
Webbplatswww.traverserescue.com



