



OMSORG

Akuttenehet, Hjemmesykepleie



Profesjonell sekk på innsiden, men diskret på utside. Multifunksjonell ryggsekk i ergonomisk design, som passer godt til hjemmebaserte omsorgstjenester. God og enkel å bære, men samtidig holdbar og lett å rengjøre, i vannavstøtende materiale. Inndeling til aktuelt utstyr, plass til nettbrett/dokumenter. Selges uten medisinsk utrustning.

Ferno varenummer: VT221

Akuttsekk, Førstehjelp



En favoritt bland akuttsekker, komplett og ferdigpakket med førstehjelpsutstyr. Sekken gir god oversikt over utstyr, og er løser behovet for rask tilgang til riktig utstyr, ved de fleste førstehjelpssituasjoner.

Ferno varenummer: VT200PA

Akuttenehet, Lege



"Legekoffert" i fleksibelt design, utviklet av og for leger. God plass til aktuelt utstyr, og som kan bæres på flere måter - med et design som gjør den sikret. Trygg og god oppbevaring av alt fra medisiner til dokumenter.

Ferno varenummer: VT223

Pasientløfter, Elk

Løftepute for pasientløft. Fra gulv til stol, eller til stående. Elk løfter pasienten opp ved hjelp av luftflyte puter. En ergonomisk og sikker måte å jobbe med pasientforflytning. Kommer med en kompressorenhet, og selve løfteputen. Kan bestilles med sekk, som gir en enkel måte å transportere pasientløfteren på.

Kapasitet 450 kg.

Ferno varenummer: 5005130



Forflytningsbelte

Ferno forflytningsbelte er et ergonomisk verktøy som enkelt festes på pasient/bruker, og gir personell solide holdepunkter som støtter pasienten ved gange. Maskinvaskes.

Ferno varenummer: FWEWBLS



Glidebrett, Easyglide

Glidebrett til forflytning fra rullestol til seng, toalett, bilsete. Bøybare kanter for fleksibilitet. Underside med antisklitape og en glatt overside gir trygg og effektiv forflytning.

Ferno varenummer: SWR131641



EVACuation Standard madrass



For rask og skånsom evakuering av liggende eller person med nedsatt mobilitet. Tykk madrass gir komfort, og en slitesterk bakside gjør at madrassen kan benyttes nedover flere etasjer. Madrassen blir levert med oppbevaring til vegg og skilt. Madrassen er vaskbar og produsert i flammehemmende materiale.

Ferno varenummer: 5006053

EVACuation laken



Evakueringslaken som oppbevares i seng, under pasientens madrass. Rask og enkel montering for evakuering av sengeliggende pasient. Gjør at pasient evakueres i sin egen madrass - raskt, enkelt og trygt. Vaskbart, brannhemmende. Opp til 90 cm madrass.

Kapasitet 150 kg.

Ferno varenummer: 5006050

Evakueringsstol



Utviklet for bruk i nødstilfelle, når du trenger å få noen ned og ut av en bygning. Designet for hensiktsmessig oppbevaring, dette er stolen som bør henge ved hver trapp. larveføtter gir en lett og jevn transport ned trapper.


Kapasitet 180 kg.

Ferno varenummer: S2001

Bariatrisk evakueringslaken

Lakenet er permanent plassert under madrassen og pasienten hverken ser eller føler det. På grunn av sitt intuitive design er pasienten klar for evakuering i løpet av sekunder. Evakueringslakenet bariatrisk er forsterket med ekstra stropper for å tåle en lastekapasitet på 300 kg.

Ferno varenummer: 5006051



Forflytning Brett

Fernos forflytningsbrett er større enn våre andre forflytningsbrett og egner seg spesielt godt når du trenger forflytningsbrett i lengden eller når du skal flytte på de litt større pasientene. Det er veldig praktisk å bruke to forflytningsbrett når man forflytter en liggende pasient. Ett under bekket og ett under overkropp. Med seks forskjellige håndtak får du enkelt grep om forflytningsbrettet.

Ferno varenummer: F673



Redningsseil, bariatrisk

Redningsseil/evakueringsbåre i sterk polyester, vaskbart på 60 grader, med har mange bærehåndtak, samt tar liten plass ved lagring. Produsert i brannhemmende materiale, også svært godt egnet til PLIVO hendelser.

Kapasitet 385 kg.

Ferno varenummer: 5006062



Lommelykt, Zoom, oppladbar



En oppladbar LED lommelykt, med god zoom, brukstid på inntil 50 timer. 1000 lumens lysstyrke i opptil 250 meter. IP66 . Vekt 166 gr.

Ferno varenummer: NSZOOM1000R

Hodelykt Zoom 580



En enkel, funksjonell og lett håndterlig hodelykt som bør være plassert lett tilgjengelig ved behov. Lykten er enkel å tilpasse. Bruker AAA batterier - og lyser med en styrke på 580 lumen, ca 150 meter. Zoom og flere lysmuligheter. Brukstid på opptil 18 timer. Vekt 95 gr. IP64.

Ferno varenummer: NSHTZOOM580

Lommelykt, Explorer



Lommeleykten som er produsert for beredskap. Står stand-by i lader, har lysdioder som starter å lyse, og som enkelt lar deg finne lykten når det plutselig blir mørkt. Rød signal-kjegle medfølger, til dirigering/signalisering. IP65, støtsikker IK07. Opptil 1100 lumen i inntil 600 meter. Brukstid 1 time ved 100 % lysstyrke. Kommer komplett med ladestasjon og kjeGLE. Vekt 280 gr.

Ferno varenummer: NSEXPLORER-XPL

Transcend elektrisk trappestol

En trappestol, 100 % elektrisk, for transport ned OG opp trapper. Et utmerket supplement ved heisstopp som følge av feks brann. Stolen benyttes med to hjelpere, har batteri som enkelt håndterer 40 etasjer opp og ned. Har gode hygieneløsninger for bruk ved institusjon. Gode ergonomiske løsninger til det beste for personell som opererer stolen. Fleksible håndtak, med god gripeevne gjør bruken av stolen kontrollert, sikkert og effektivt.

For mere informasjon om våre trappestoler, ta kontakt med oss!



Hygio, hygieneskap

Ozon er en svært god løsning på å fjerne virus, farlige partikler og ikke minst lukt. Vårt Hygio hygieneskap gir effektiv og trygg rensing i et lukket skap, som sørger for at lukt blir borte - og ikke minst virus. Flere program som kan benyttes avhengig av hva som skal renses - alt fra elektronikk til større klesplagg. Hjelpemidler som benyttes av flere pasienter, vil også kunne renses på en forsvarlig måte med Hygio.

For mere informasjon om våre hygieneløsninger, ta kontakt med oss!



Diabetes veske

Vår diabetesveske, som fås i rosa og grå - er en svært praktisk veske/oppbevaringsløsning på blodsukkerapparat, stix og nødvendig medisin eller andre hjelpemidler i forhold til diabetes. Den har gode og praktiske løsninger, og kan bidra til diskresjon i forbindelse med håndtering av sykdommen.

For mere informasjon om våre praktiske oppbevaringsløsninger, medisinesker, akuttsekker eller akuttvesker, ta kontakt med oss!





Ferno Norden ble etablert i 1979 og har spesialisert sin virksomhet til det profesjonelle markedet for politi, ambulanse, brann, militære og offentlige virksomheter. Vi jobber tett med våre kunder og utvikler vår kunnskap og portefølje i samarbeid med våre brukere. Vi er ISO 1509001 og 15014001 sertifisert.

COUNTRY	PHONE	EMAIL	WEB
NORWAY	+47 33 03 45 00	fno@fernonorden.com	www.fernonorden.no
SWEDEN	+46 520 420 200	fab@fernonorden.com	www.fernonorden.se
DENMARK	+45 43 62 43 16	fas@fernonorden.com	www.fernonorden.dk
FINLAND	+358 (0)29 1700 454	foy@fernonorden.com	www.fernonorden.fi

Det tas forbehold om trykkfeil og produktendringer.

