

## 5050500 Övningsarm STB Komplet



Övningsarm STB för blödningskontroll på övre extremitet med realistiska sår. Övningsarmen har tre olika sår för praktisk träning av blödningskontroll med sårpackning och applicering av tourniquet. Det här är den perfekta lösningen för realistisk utbildning på blödningskontroll (STB) på arm. Övningsarmen är utrustad med tre olika sårmodeller:

- Djupt skärsår på ca: 5 cm
- Skottskada genomgående med in- och utgångssår på armens övre del
- Djupgående sår i axelpartiet för sårpackning

Blödningen av varje sår kontrolleras med ett manuellt pumpsystem som simulerar venös eller arteriell pulserande blödning. Övningsarmen fungerar som en fristående simulator men kan också bäras av en volontär för extra realism i fältträning.

- Simulerar en hel arm av en vuxen man med mycket realistisk anatomi
- Huden är gjord av högkvalitativ SKINlike™ silikon för att simulera mänsklig hud.
- Appliceringen av tourniqueten kan göras "High and Tight" eller 5–8 cm ovanför såret
- Varje sår kan döljas med ett medföljande skydd
- Varje sår blöder oberoende av varandra
- Designad för fältbruk: kräver inga batterier eller extern ström
- Lätt att rengöra och transportera i väska (ingår)
- Stabil blodbehållare (2 liter) med manuellt pumpssystem
- 250 ml konstgjort blodkoncentrat för beredning av 2 liter blod

Innehåll:

- Traumaarm med 3 olika traumatiska sår
- 3 sårskydd
- Manuellt pumpssystem
- Bärväska
- Trauma Arm bärbart bälte
- Blodbehållare för 2 liter
- Koncentrat av konstgjort blod 250 ml

Vikt 6,5 kg

Mått 93 cm

**5050501**

## Övningsben STB Komplet



Övningsben STB för blödningskontroll på nedre extremiteten med realistiska sår. Övningsbenet är idealiskt för att öva blödningskontroll (STB) med sårpackning och applicering av tourniquet. Övningsben STB är en enkel lösning för realistisk träning av blödningskontroll och hantering av traumatiska skador på låret. Deltagarna kommer kunna öva på att hantera svåra blödningar med hjälp av tourniquets, sårpackning och amputationshantering. Övningsbenet är utrustat med tre olika sårmodeller:

- Djup skärsår cirka 4 cm djup i lumsken
- Skottsår genomgående med in- och utgångssår på lårets övre del
- Amputationsskada i knäregionen

Blödningen av varje sår kontrolleras med ett manuellt pumpsystem som simulerar venös eller arteriell pulserande blödning. Övningsarmen fungerar som en fristående simulator men kan också bäras av en volontär för extra realism i fältträning.

- Simulerar ett ben av en vuxen man med en amputationsskada i knäregionen
- Huden är gjord av högkvalitativ SKINlike™ silikon för att simulera mänsklig hud.
- Appliceringen av tourniqueten kan göras "High and Tight" eller 5–8 cm ovanför såret
- Två sår kan döljas med ett medföljande skydd
- Varje sår blöder oberoende av varandra
- Designad för fältbruk: kräver inga batterier eller extern ström
- Lätt att rengöra och transportera i väska (ingår)
- Stabil blodbehållare (2 liter) med manuellt pumpssystem
- 250 ml konstgjort blodkoncentrat för beredning av 2 liter blod

### Innehåll:

- Traumabenen med 3 olika traumatiska sår.
- 2 sårskydd
- Manuellt pumpssystem
- Bärväska
- Sandpåse
- Blodbehållare för 2 liter
- Koncentrat av konstgjort blod 250 ml

Vikt 5,1 kg

Mått 91,0 x 10,2 x 8,9 cm

**5050502**  
**Övningsblod STB 250ml 10-Pack**



Övningsblod koncentrat 250ml per flaska vilket ger 2 liter blod utspätt.  
Paket om 10 flaskor a' 250 ml.