

NORSK

Dette dokumentet gir generell informasjon om sikkerhet og advarsler som gjelder Ferno-produkter. Kontakt Ferno eller din Ferno-forhandler for å få hjelp.

Advarsel

Advarsler indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til personskade eller død.



ADVARSEL

Utrente operatørene kan forårsake skade eller bli skadet. Tillat kun kvalifisert personell til å betjene båre.

Feil bruk av båren kan forårsake skade. Bruk båre kun for det formål som er beskrevet i denne brukermanualen.

Feil bruk kan forårsake skade. Betjene båre bare slik det er beskrevet i denne brukermanualen.

En ubetjent pasienten kan bli skadet. Bo med pasienten til enhver tid.

En hemningsløs pasienten kan bli skadet. Bruk pasient begrensninger for å sikre pasienten på båre.

Feil vedlikehold kan føre til skade. Opprettholde båre bare slik det er beskrevet i denne brukermanualen.

Feil deler og service kan forårsake skade. Bruk bare Ferno deler og Ferno-godkjent servicesenter på båren.

Endre båren kan forårsake skade og skade. Bruk båre eneste som er designet av Ferno.

Les dette

Viktige merknader fremheve viktig bruk eller vedlikehold. Unnlattelse av å følge Viktige merknader kan føre til skade på produktet eller skade på eiendom.

LES DETTE

Desinfeksjonsmidler og rengjøringsmidler som inneholder blekemiddel, fenoler eller iodines kan forårsake skade. Ikke bruk produkter som inneholder disse kjemikaliene.