



SCOOP EXL ATRAUMATISK BÅRE

PRODUCT INFO

- Varenr F065EXL

Produktlevetid

SCOOP EXL HAR INGEN FAST UTLØPSDATO. PRODUKTETS LEVETID ER TILSTANDS- OG BRUKSAVHENGIG.

Scoop EXL har **ingen fast utløpsdato**. Produktets faktiske levetid er **tilstands- og bruksavhengig**, og påvirkes av blant annet bruksmønster, belastning, miljøpåvirkning, vedlikehold og inspeksjonsrutiner. Levetiden kan derfor variere betydelig mellom brukere og bruksområder.

Ved **hyppig eller daglig bruk** vil Scoop EXL naturlig ha kortere levetid enn utstyr som benyttes mer sporadisk. Basert på produsentens erfaringer kan Scoop EXL og tilsvarende produkter ved daglig bruk ha en **forventet levetid på inntil ca. 7 år eller mer**, forutsatt at følgende krav oppfylles:

- korrekt bruk i henhold til brukermanual
- regelmessig og dokumentert inspeksjon
- forsvarlig vedlikehold

Ved mindre intensiv bruk kan levetiden være lengre, forutsatt at produktet til enhver tid er **intakt, funksjonelt og trygt å bruke**.

Inspeksjon og vedlikehold

Brukermanualen for Scoop EXL presiserer at:

- båren skal inspiseres **før og etter hvert bruk**
- båren skal **tas ut av tjeneste** dersom det oppdages tegn på betydelig slitasje, skade eller funksjonssvikt
- det skal føres **vedlikeholds- og inspeksjonsjournal** i henhold til skjema i brukermanualen for å sikre korrekt og sporbar oppfølging

Produktets videre bruk skal alltid baseres på resultatene av inspeksjonene og en faglig vurdering av bårens tilstand.

