



KED PRO

PRODUCT INFO

- Varenr F125PRO

Produktlevetid

KED PRO HAR INGEN FAST UTLØPSDATO. PRODUKTETS LEVETID ER INSPEKSJONS- OG TILSTANDBASERT.

KED PRO har **ingen fast utløpsdato**. Produktets levetid er **inspeksjons- og tilstandsbasert**, og avhenger av bruksmønster, belastning, miljø, vedlikehold og oppfølging.

Ved **hyppig bruk** vil produktets levetid kunne reduseres sammenlignet med utstyr som benyttes mer sporadisk. KED PRO skal kunne brukes så lenge produktet er:

- intakt
- funksjonelt
- inspisert og vurdert som trygt i henhold til brukermanual

Det foreligger **ingen spesifikk erfaringsbasert tidsangivelse for forventet levetid** ved daglig bruk for KED PRO, slik det gjør for Scoop EXL.

Inspeksjon og vedlikehold

Brukermanualen for KED PRO presiserer at:

- produktet skal inspiseres regelmessig
- KED PRO skal **tas ut av tjeneste** dersom det oppdages skader, slitasje eller funksjonssvikt som kan påvirke sikker bruk
- vedlikehold og inspeksjoner skal utføres og dokumenteres i henhold til produsentens anvisninger

Videre bruk av KED PRO skal alltid baseres på produktets faktiske tilstand og en faglig vurdering av sikkerhet.

