



# FERNO MODEL 418-1

## PRODUKTINFORMATION

- Varenummer F4181

---

## Løftestrop



### LEVETID OG BRUG

Der er ikke defineret en fast levetid eller maksimal brugstid for Ferno Model 418-1 løftestrop (F4181).

Produktets levetid påvirkes blandt andet af:

- brugshyppighed
- belastning
- miljøpåvirkning
- vedligeholdelse
- opbevaringsforhold
- generel håndtering af produktet

Produktet skal derfor vurderes ud fra regelmæssig inspektion og produktets faktiske tilstand, fremfor en fast udløbsdato eller et specifikt antal års brug.

## INSPEKTION OG BORTSKAFFELSE

Produktet skal inspiceres regelmæssigt og tages ud af drift, hvis inspektionen viser:

- skader
  - deformation
  - overdreven slitage
  - eller andre forhold, som kan påvirke sikker brug
- 

## BRUG MED ANDET Udstyr

Kompatibelt rednings- og løfteudstyr fra andre producenter kan anvendes med produktet, forudsat at:

- udstyret er egnet til formålet
- lastekapaciteten er tilstrækkelig
- brugen udføres af personale med relevant kompetence

Brug af reb, spil, løfteåg, tresser («spiders») og andet specialudstyr betragtes som teknisk redning/redning i højdevinkler og skal udføres af specialuddannet personale.

---

*Dette dokument er udarbejdet af Ferno Norden baseret på den nuværende brugsanvisning (IFU) og skriftlig erklæring modtaget fra producenten Ferno International i maj 2026.*