



# FERNO MODEL 418-1

## PRODUCT INFO

- Varenr F4181

---

## Lifting Bridle



### LEVETID OG BRUKSTID

Det er ikke definert en fast levetid eller maksimal brukstid for Ferno Model 418-1 Lifting Bridle (F4181).

Produktets levetid påvirkes blant annet av:

- brukshyppighet
- belastning
- miljøpåvirkning
- vedlikehold
- lagringsforhold
- generell håndtering av produktet

Produktet skal derfor vurderes basert på regelmessig inspeksjon og produktets faktiske tilstand, fremfor en fast utløpsdato eller et bestemt antall års bruk.

## INSPEKSJON OG KASSASJON

Produktet skal inspiseres regelmessig og tas ut av bruk dersom inspeksjon viser:

- skade
  - deformasjon
  - overdreven slitasje
  - eller andre forhold som kan påvirke sikker bruk
- 

## BRUK SAMMEN MED ANNET UTSTYR

Kompatibelt rednings- og løfteutstyr fra andre produsenter kan benyttes sammen med produktet, forutsatt at:

- utstyret er egnet til formålet
- belastningskapasitet er tilstrekkelig
- bruk utføres av personell med relevant kompetanse

Bruk av tau, vinsj, løfteåk, bridles («spiders») og annet spesialutstyr anses som teknisk redning/høydevinkelredning og skal utføres av spesielt opplært personell.

---

*Dette dokumentet er utarbeidet av Ferno Norden basert på gjeldende IFU samt skriftlig uttalelse mottatt fra produsenten Ferno USA i mai 2026.*

